

HARTMANN



MoliCare®

Katalog produktów

Ochrona. Każdego dnia.



Producent: Paul Hartmann AG. Podmiot prowadzący reklamę: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

MoliCare® Premium lady pad

Wkłady chłonne dla kobiet aktywnych z kropelkowym, lekkim i średnim stopniem nietrzymania moczu:

- spowodowanego wysiłkiem / pojawiającego się po porodzie / po zabiegach pochwy / w okresie menopauzy.
- ze skłonnością do częstych stanów zapalnych dróg moczowych.

Korzyści, które warto rekomendować:

- **Utrzymują zdrową skórę** dzięki innowacyjnej budowie wkładu chłonnego, warstwie z przyjaznym dla skóry pH na poziomie 5,5* oraz górnej warstwie wzbogaconej aloesem.
 - **Sucha skóra dzięki systemowi szybkiej dystrybucji moczu** do wnętrza wkładu, który utrzymuje wilgoć z dala od jej powierzchni.
 - **Wysoki poziom komfortu i bezpieczeństwa** dzięki bardzo miękkim materiałom przepuszczającym powietrze, chroniącym strefy intymne przed podrażnieniami oraz odparzeniami.
 - **Pewność i dyskrecja** dzięki systemowi zapobiegającemu przeciekaniu oraz neutralizatorowi zapachów.
 - **Dopasowane do kształtów ciała i bardzo dyskretne.**
-
- Warstwa wkładu chłonnego z przyjaznym dla skóry pH na poziomie 5,5, antybakteryjnymi właściwościami zapewnia ochronę stref intymnych*.
 - 3 warstwy wkładu chłonnego z systemem szybkiej dystrybucji moczu do wnętrza wkładu, który utrzymuje wilgoć z dala od powierzchni skóry**.
 - Miękką, górną warstwę wzbogaconą łagodzącym aloesem**.
 - Wszechstronna ochrona dzięki systemowi zapobiegającemu przeciekaniu oraz neutralizatorowi zapachów.
 - Wyjątkowo miękkie materiały przewiewne jak tkanina zapewniają wysoką przepuszczalność powietrza i wysoki komfort użytkowania.
 - Delikatny ściągacz zapewnia idealne dopasowanie do kształtów ciała***.
 - Materiały przebadane dermatologicznie.



Przyjazne dla skóry



Aloe Vera



AKTYWNA OCHRONA SKÓRY

pH 5.5



ODRĘBNIENIE



3 WARSTWY WŁĄDKU CHŁONNEGO



odour control
DERMATOLOGICALLY TESTED
protection
fast absorb

Jak działają?

Pochłaniają mocząc zapewniając suchą skórę, neutralizują nieprzyjemny zapach. Chronią skórę w strefach intymnych przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Zapewniają oddychalność na całej powierzchni. Chronią przed namnażaniem się bakterii.

MoliCare® Premium lady pad

Nazwa artykułu	Chłonność	Wymiar	Jednostka miary	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
MoliCare® Premium lady pad	0.5 kropli	18 x 8 cm	28 szt.	168 131	8
	1 kropla	22 x 10 cm	14 szt.	168 132	12
	1.5 kropli	27 x 10 cm	14 szt.	168 624	24
	2 krople	27 x 11 cm	14 szt.	168 634	18
	4 krople	40 x 16 cm	14 szt.	168 046	12
	3 krople	34 x 13 cm	14 szt.	168 644	12
	3.5 kropli	34 x 13 cm	14 szt.	168 651	12
	4.5 kropli	40 x 16 cm	14 szt.	168 049	12
	5 kropli	40 x 16 cm	14 szt.	168 051	12

NOWOŚĆ



* W przypadku MoliCare premium lady pad 4, 4,5 oraz 5 kropli przyjazne dla skóry, zbalansowane pH.

** Nie dotyczy poziomu 0.5 kropli.

*** Nie dotyczy produktów 0.5, 1, 1.5 kropli.

REFUNDACJA

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Produkt mocowany do majtek siatkowych MoliCare® Fixpants

MoliCare® Pad

- Wkład wykończony z zewnątrz delikatnym materiałem przepuszczającym powietrze, z dodatkowym wzmocnieniem w okolicy kroczka.
- Szybki system wchłaniania z zakładkami bocznymi zapobiegającymi wyciekom dla maksymalnego bezpieczeństwa.
- Od wewnętrznej strony wkład pokryty włókniną na całej powierzchni, aż do obrzeży.
- Przyjazna skórze powłoka z pH 5,5* pozwala zachować zdrową kondycję skóry w strefach intymnych.
- Elastyczne brzegi wkładu zapewniają przyleganie do powierzchni ud.
- Neutralizator przykrego zapachu szczelnie zamyka zapach wewnątrz.
- Materiały przebadane dermatologicznie.

Nazwa artykułu	Chłonność	Wymiar	Jednostka miary	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
MoliCare® Pad	mini	27 x 11 cm	30 szt.	168 106	12
	3	34 x 13 cm	30 szt.	168 083	6
	4	43 x 16 cm	30 szt.	168 084	6

REFUNDACJA



* w przypadku MoliCare Pad midi i maxi przyjazne dla skóry, zbalansowane pH



MoliCare® premium MEN PAD

Wkłady dla mężczyzn z problemem nietrzymania moczu:

- spowodowanym chorobą prostaty, nadreaktywnością mięśnia wypieracza, zabiegami wycięcia gruczołu krokowego, neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych.
- w stopniu lekkim, średnim.
- prowadzących aktywny i mobilny tryb życia.



Korzyści, które warto rekomendować:

- **Wysoki poziom ochrony** dzięki trzeciej warstwie ze zbalansowanym pH oraz antybakteryjnym właściwościom, które są szczególnie skuteczne w miejscach narażonych na podrażnienia i odparzenia.
- **Sucha skóra** dzięki szybkiej dystrybucji moczu do wnętrza wkładu. **Bardziej sucho:** Do 90% bardziej suchy.¹
- Komfort i pełna dyskrecja dzięki **idealnemu dopasowaniu produktu do anatomii ciała.**
- **Szybciej:** Do 86% szybsze wchłanianie.¹
- **Unikalne zabezpieczenie w wersji kieszonki dla mężczyzn aktywnych z lekkim stopniem nietrzymania moczu.**
- **Gwarancja zdrowego środowiska dla skóry** dzięki miękkim materiałom przepuszczającym powietrze.

¹ w porównaniu z poprzednią wersją.

MoliCare® premium MEN PAD

NOWOŚĆ



- Wykonane z materiałów przewiewnych jak tkanina, przepuszczających powietrze, pozwalających skórze oddychać.
- Materiały zostały przetestowane dermatologicznie w warunkach codziennego użytkowania.
- Wkład chłonny z przyjaznym dla skóry, zbalansowanym pH oraz antybakteryjnymi właściwościami zapewnia ochronę stref intymnych.
- Specjalne cząsteczki superabsorbentu powstrzymują wydzielenie się amoniaku, przez co neutralizują nieprzyjemny zapach.
- Szybka dystrybucja moczu do wnętrza wkładu, izolując go od ciała, dzięki czemu chroni skórę przed podrażnieniami.
- System zakładki bocznych doskonale zabezpiecza przed wyciekaniem na zewnątrz.

Nazwa artykułu	Chłonność	Wymiar	Jednostka miary	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
MoliCare® premium MEN Pad	2	14,7 x 11,5 / 7,5 cm	14 szt.	168 067	12
	3	27 x 18 cm	14 szt.	168 066	12
	4	27 x 18 cm	14 szt.	168 068	12
	5	34,5 x 18 cm	14 szt.	168 069	12

REFUNDACJA

REFUNDACJA

REFUNDACJA



Produkt mocowany do majtek siatkowych MoliCare® Fixpants



Jak działają?

Pochłaniają mocz zapewniając suchą skórę, neutralizują nieprzyjemny zapach. Chronią skórę w strefach intymnych przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Zapewniają oddychalność na całej powierzchni. Chronią przed namnażaniem się bakterii.

Lekki, średni stopień nietrzymania moczu

MoliCare® lady Absorbent underwear

Bielizna chłonna
na nietrzymanie moczu
i menstruacje



- **Niezawodna.**
Wchłania tyle, co 4 tampony*.
- **Niewidoczna.**
Bezszywy komfort dla dyskretnej ochrony.
- **Bez odpadów.**
Użyj, wypierz w temperaturze 60°C, użyj ponownie.
- **Wygląd i uczucie** zwykłej bielizny.
- **Bezpieczeństwo** dzięki zabezpieczeniu przed wyciekami.

* Zwykły tampon wchłania od 12 do 15 ml.



PEŁNOPLATNE

Nazwa	Rozmiar	Rozmiar EU	Obwód bioder	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.	Ilość w kartonie
MoliCare® lady Absorbent underwear	M	36 do 38	94 - 98 cm	166 301	1 szt.	5
	L	40 do 42	99 - 103 cm	166 302	1 szt.	5

MoliCare® MEN

Absorbent underwear

Bielizna chłonna dla lekkiego nietrzymania moczu

- **Ochrona.**
Wchłania wilgoć.
- **Niewidoczna.**
Bezszywowy komfort dla dyskretnej ochrony.
- **Bez odpadów.**
Użyj, wypierz w temperaturze 60°C, użyj ponownie.
- **Możliwość** używania w dzień i w nocy.
- **Wodoodporna warstwa** zapobiega wyciekom.



PEŁNOPLATNE

Nazwa	Rozmiar	Rozmiar EU	Obwód bioder	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.	Ilość w kartonie
MoliCare® MEN Absorbent underwear	M	4 do 5	104 - 109 cm	166 303	1 szt.	5
	L	6 do 7	110 - 115 cm	166 304	1 szt.	5

Bielizna chłonna dla aktywnych i mobilnych mężczyzn

Bielizna chłonna dla mężczyzn

MoliCare® Premium Mobile

Majtki chłonne dla osób
aktywnych / mobilnych ze średnim,
ciężkim i najcięższym stopniem
nietrzymania moczu:

- spowodowanym m.in. wysiłkowym,
nagłym lub mieszanym rodzajem NTM.
- ze skłonnością do częstych stanów
zapalnych dróg moczowych.

Również dla osób leżących / unieruchomionych
z problemem nietrzymania moczu
korzystających z rehabilitacji, osób
z demencją, chorobą alzheimera.

Jak działają?

Pochłaniają mocz zapewniając suchą
skórę, neutralizują nieprzyjemny
zapach. Chronią skórę w strefach
intymnych przed niekorzystnymi
czynnikami zewnętrznymi.
Zapewniają oddychalność na
całej powierzchni. **Pozwalają na
korzystanie z toalety.**

Korzyści, które warto rekomendować:

- **Zdrowa skóra** dzięki trzeciej warstwie z pH 5,5 –
minimalizacja ryzyka podrażnień, odparzeń, stanów zapalnych w strefach intymnych.
- **Sucha skóra** dzięki szybkiej dystrybucji moczu do wnętrza wkładu.
- **Ochrona** dzięki wiodącym poziomom chłonności.
- **Dopasowanie produktu do ciała** – jeszcze większa dyskrekcja i komfort noszenia.
- **Zdrowe środowisko dla skóry** dzięki miękkim materiałom przepuszczającym powietrze.



Połącz produkty chłonne
z pielęgnacyjnymi dla
zdrowej skóry pacjenta



KOMFORT I DYSKREKCJA
TRADYCYJNEJ BIELIZNY



AKTYWNA OCHRONA SKÓRY
pH
5.5



Majtki chłonne dla kobiet i mężczyzn

MoliCare® Premium Mobile


- Wyjątkowo miękkie materiały przepuszczające powietrze.
- Wkład chłonny z przyjaznym dla skóry pH 5,5* oraz antibakteryjnymi właściwościami zapewnia ochronę stref intymnych.
- Trójwarstwowy wkład chłonny oraz system szybkiej dystrybucji moczu do jego wnętrza zapewniają komfort suchej skóry.
- Superabsorbent hamujący wytwarzanie się amoniaku minimalizuje nieprzyjemny zapach.
- Anatomiczny kształt i elastyczny ściągacz zapewniają idealne przyleganie do kształtów ciała.
- Przebadane dermatologicznie – hypoalergiczne materiały.
- Wskaźnik wilgotności – informuje o wymianie produktu na nowy.
- System kolorowych włókien elastycznych pozwala rozpoznać przód, poziom chłonności oraz rozmiar produktu.
- Duża rozpiętość w rozmiarach pozwala na lepsze dopasowanie produktu do potrzeb pacjenta.





Jeszcze bardziej dopasowane

* w przypadku MoliCare premium mobile 6k XXL przyjazne dla skóry

REFUNDACJA

MoliCare® Premium Mobile	Numer artykułu	Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze
 <p>Średni * NTM*</p>	915 861	S 60 - 90 cm	P 14	4 szt. (56)
	915 852	M 80 - 120 cm	P 14	3 szt. (42)
	915 853	L 100 - 150 cm	P 14	4 szt. (56)
	915 854	XL 130 - 170 cm	P 14	4 szt. (56)

MoliCare® Premium Mobile	Numer artykułu	Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze
 <p>rozmiar XS Ciężki * NTM*</p> <p>NOWOŚĆ</p>	915 840	XS 45 - 70 cm	P 14	4 szt. (56)
	915 831	S 60 - 90 cm	P 14	4 szt. (56)
	915 832	M 80 - 120 cm	P 14	3 szt. (42)
	915 833	L 100 - 150 cm	P 14	4 szt. (56)
	915 834	XL 130 - 170 cm	P 14	4 szt. (56)
	166 170	XXL 150 - 203 cm	P 14	6 szt.

MoliCare® Premium Mobile	Numer artykułu	Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze
 <p>Najcięższy * NTM*</p>	915 871	S 60 - 90 cm	P 14	4 szt. (56)
	915 872	M 80 - 120 cm	P 14	3 szt. (42)
	915 873	L 100 - 150 cm	P 14	4 szt. (56)
	915 874	XL 130 - 170 cm	P 14	4 szt. (56)

Najwyższa chłonność stworzona z myślą o największych potrzebach.

MoliCare® Premium Mobile	Numer artykułu	Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze
 <p>Najcięższy * NTM* / zopatrzenie całonocne</p>	915 878	M 80 - 120 cm	P 14	3 szt. (42)
	915 879	L 100 - 150 cm	P 14	4 szt. (56)
	915 880	XL 130 - 170 cm	P 14	4 szt. (56)

Numer artykułu	Rozmiar	Jednostka miary
915 644	S	P 30
915 642	M	P 30
915 643	L	P 30
915 645	XL	P 30

Numer artykułu	Rozmiar	Jednostka miary
915 638	XS	P 30
915 634	S	P 30
915 635	M	P 30
915 636	L	P 30
915 637	XL	P 30

Numer artykułu	Rozmiar	Jednostka miary
915 639	S	P 30
915 640	M	P 30
915 641	L	P 30
915 646	XL	P 30

Numer artykułu	Rozmiar	Jednostka miary
915 652	M	P 30
915 647	L	P 30
915 649	XL	P 30

* o NTM - stopień nietrzymania moczu



MoliCare® Pants Day & Night

Majtki chłonne dla osób aktywnych z nietrzymaniem moczu. Dedykowane dla kobiet i mężczyzn.



DAY

Komfort w dzień



NIGHT

ochrona w nocy



Utrzymują
zdrową skórę



Dyskretne
jak bielizna



Zapewniają
ochronę



REFUNDACJA

Produkt		Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze	Numer artykułu
MoliCare® Pants Day 		M 80 - 120 cm	15 szt.	4	168 153
		L 100 - 150 cm	15 szt.	3	168 154

Ciężki ° NTM*

Produkt		Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze	Numer artykułu
MoliCare® Pants Night 		M 80 - 120 cm	15 szt.	4	168 155
		L 100 - 150 cm	15 szt.	3	168 156

Najcięższy ° NTM*

* ° NTM - stopień nietrzymania moczu

SKINTEGRITY

Połącz produkty chłonne z pielęgnacyjnymi dla zdrowej skóry pacjenta



MoliCare® Pants


Dyskretna ochrona dla osób mobilnych i aktywnych.

Majtki chłonne dedykowane dla kobiet i mężczyzn, mogą być noszone jak zwykła bielizna.

- Miękki i delikatny materiał pozwalający skórze oddychać.
- Wachlarzowy kształt włókien elastycznych dla lepszego komfortu noszenia.
- Przyjazne dla skóry pH na poziomie 5,5 oraz antybakteryjne właściwości dzięki trzeciej warstwie wkładu chłonnego.
- Łatwe do założenia jak zwykła bielizna.
- Wygodne zdejmowanie dzięki rozrywającym szwom bocznym.



REFUNDACJA

Produkt		Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze	Numer artykułu
MoliCare® Pants		M 80 - 120 cm	20 szt.	4	915 655
		L 100 - 150 cm	20 szt.	4	915 705
		XL 130 - 170 cm	15 szt.	4	915 715



Ciężki ° NTM

* ° NTM - stopień nietrzymania moczu

 SKINTEGRITY

Połącz produkty chłonne z pielęgnacyjnymi dla zdrowej skóry pacjenta



Sredni, ciężki, najcięższy i ekstremalny stopień nietrzymania moczu



Majtki chłonne dla kobiet i mężczyzn

MoliCare® premium Elastic

Pieluchomajtki z elastycznymi panelami bocznymi zapewniające skuteczną ochronę i utrzymanie zdrowej skóry.

- Odpowiednie dla osób od średniego do ekstremalnego stopnia nietrzymania moczu.
- Bezpieczne rozwiązania zarówno dla osób aktywnych, jak i pacjentów leżących.

Jak działają?

Szybsze i łatwiejsze zakładanie produktu w porównaniu z klasycznymi pieluchomajtkami. Aplikacja bez obciążania mięśni i stawów tylko w 4 prostych krokach.

Korzyści, które warto rekomendować:

- **Zdrowa skóra** dzięki zbalansowanemu pH i antybakteryjnym właściwościom.
- **Aktywna Ochrona Skóry** przed podrażnieniami.
- **Pewność i wygoda** dzięki wysokim poziomom chłonności.
- **Łatwe i bezpieczne mocowanie** dzięki systemowi Elastic-Fix.
- **Optymalne dopasowanie** dzięki elastycznym panelom bocznym.
- **Szybsza aplikacja produktu** – mniejszy wysiłek dla opiekunów.
- **Nowa technologia wkładu chłonnego MoliCare SkinGuard®** – zaprojektowane dla suchej i zdrowej skóry.
- Instruktaż filmowy:




System
ElasticFIX





MoliCare® premium Elastic


- 3-warstwowy wkład chłonny i system szybkiego wchłaniania moczu zapewniają suchą skórę.
- Zbalansowane pH, przyjazne dla skóry, chroni ją przed podrażnieniami.
- Optymalne dopasowanie dzięki panelom bocznym i przyklepom umożliwiającym wielokrotne zapinanie.
- Boki z elastycznej włókniny zapewniającej cyrkulację powietrza.
- Maksymalna ochrona przed przeciekaniem dzięki podwójnemu systemowi zakładek wewnętrznych z wysokiej jakości delikatnego materiału.
- Wskaźnik wilgotności na zewnętrznej stronie produktu informuje o konieczności zmiany.
- Dodatkowe zabezpieczenie dla osób z nietrzymaniem stolca w postaci kieszeni zapobiegającej wypadaniu kału.


REFUNDACJA


Produkt	Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze	Numer artykułu
 Średni i ciężki ° NTM	S 70 - 90 cm	30 szt.	3	165 171
	M 85 - 120 cm	30 szt.	3	165 172
	L 115 - 145 cm	30 szt.	3	165 173

Produkt	Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze	Numer artykułu
 Średni i ciężki ° NTM	S 70 - 90 cm	30 szt.	3	165 271
	M 85 - 120 cm	30 szt.	3	165 272
	L 115 - 145 cm	30 szt.	3	165 273
	XL 140 - 175 cm	14 szt.	4	165 274

Produkt	Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze	Numer artykułu
 Ciężki ° NTM*	S 70 - 90 cm	30 szt.	3	165 371
	M 85 - 120 cm	30 szt.	3	165 372
	L 115 - 145 cm	30 szt.	3	165 373
	XL 140 - 175 cm	14 szt.	4	165 374

Produkt	Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze	Numer artykułu
 Najcięższy ° NTM*	S 70 - 90 cm	26 szt.	3	165 471
	M 85 - 120 cm	26 szt.	3	165 472
	L 115 - 145 cm	24 szt.	3	165 473
	XL 140 - 175 cm	14 szt.	4	165 474

Produkt	Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze	Numer artykułu
 Ekstremalny ° NTM*	S 70 - 90 cm	26 szt.	3	165 571
	M 85 - 120 cm	26 szt.	3	165 572
	L 115 - 145 cm	24 szt.	3	165 573
	XL 140 - 175 cm	14 szt.	4	165 574

Produkt	Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze	Numer artykułu
 Ekstremalny ° NTM*	S 70 - 90 cm	22 szt.	3	165 671
	M 85 - 120 cm	14 szt.	4	165 672
	L 115 - 145 cm	14 szt.	4	165 673
	XL 140 - 175 cm	14 szt.	4	165 674



Połącz produkty chłonne z pielęgnacyjnymi dla zdrowej skóry pacjenta



* ° NTM - stopień nietrzymania moczu






MoliCare® Slip

Pieluchomajtki dla osób leżących ze średnim, ciężkim i najcięższym stopniem nietrzymania moczu.

- Trzecia warstwa wkładu chłonnego ze zbalansowanym pH, przyjaznym dla skóry.*
- Neutralizator zapachu neutralizuje nieprzyjemne zapachy co poprawia samopoczucie użytkownika.
- Wykonane z materiałów o najniższym potencjale dla reakcji alergicznych.
- Testowane dermatologicznie pozwalają zachować zdrową skórę.
- 4 rzepy samoprzylepne (po 2 z każdej strony) dla łatwego mocowania.
- Wskaźnik wilgotności na zewnętrznej stronie informuje o konieczności zmiany produktu.
- Nowa technologia wkładu chłonnego MoliCare SkinGuard® – zaprojektowane dla suchej i zdrowej skóry.
- **Zewnętrzna warstwa w kolorze białym****

*, ** nie dotyczy wersji maxi (9 kropli)



Produkt	Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze	Numer artykułu
 <p>5 Średni i ciężki ° NTM</p>	M 90 - 120 cm	30 szt.	3	165 132
	L 120 - 150 cm	30 szt.	3	165 133
	XL 150 - 175 cm	14 szt.	4	165 134
 <p>6 Średni i ciężki ° NTM</p>	M 90 - 120 cm	30 szt.	3	165 232
	L 120 - 150 cm	30 szt.	3	165 233
	XL 150 - 175 cm	14 szt.	4	165 234
 <p>7 Ciężki ° NTM*</p>	M 90 - 120 cm	30 szt.	3	165 332
	L 120 - 150 cm	30 szt.	3	165 333
 <p>8 Najcięższy ° NTM*</p>	M 90 - 120 cm	30 szt.	3	165 432
	L 120 - 150 cm	30 szt.	3	165 433
	XL 150 - 175 cm	14 szt.	4	165 434
 <p>9 Ekstremalny ° NTM*</p>	S 60 - 90 cm	14 szt.	4	165 531
	M 90 - 120 cm	14 szt.	4	165 532
	L 120 - 150 cm	14 szt.	4	165 533

* ° NTM - stopień nietrzymania moczu

REFUNDACJA

SKINTEGRITY

Połącz produkty chłonne z pielęgnacyjnymi dla zdrowej skóry pacjenta





MoliCare® Slip

Pieluchomajtki dedykowane dla osób leżących, obłożnie chorych ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu.

- Trójwarstwowy wkład chłonny ze zbalansowanym pH dla utrzymania zdrowej skóry.
- Szybsza dystrybucja do wnętrza wkładu daje uczucie suchości.
- Szybsza dystrybucja do wnętrza wkładu.
- 1 przylepcorzep po każdej ze stron dla regulacji i bezpiecznego dopasowania.



REFUNDACJA

Produkt	Rozmiar	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze	Numer artykułu
	XS 40 - 70 cm	30 szt.	4	169 190
 Średni i ciężki * NTM	S 60 - 90 cm	30 szt.	4	169 191

* * NTM - stopień nietrzymania moczu



Połącz produkty chłonne z pielęgnacyjnymi dla zdrowej skóry pacjenta



Średni, ciężki i najcięższy stopień nietrzymania moczu

MoliCare® premium Form

Pieluchy anatomiczne dla osób leżących lub prowadzących aktywny tryb życia ze średnim, ciężkim i najcięższym stopniem nietrzymania moczu.



- Wkład chłonny gwarantuje wysoką chłonność i szybkie wiązanie wilgoci, pozostawiając skórę suchą.
- Przyjazne dla skóry pH daje ochronę przed podrażnieniami i odparzeniami.
- Anatomiczny kształt wkładu i elastyczne brzegi gwarantują dobre dopasowanie oraz ochronę przed przeciekaniem.
- Neutralizator zapachu neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
- Przyjazne dla skóry materiały.
- Wskaźnik wilgotności informuje o konieczności zmiany pieluchy.
- Testowane dermatologicznie.



REFUNDACJA

Nazwa artykułu	Jednostka miary	Rozmiar	Numer artykułu	Opak. zbiorcze
MoliCare® premium Form 5		32 szt.	62 x 29,5 cm	168 405 4
MoliCare® premium Form 6		32 szt.	69 x 31 cm	168 406 4
MoliCare® premium Form 8		32 szt.	69 x 31 cm	168 408 4
MoliCare® premium Form 9		16 szt.	69 x 31 cm	168 409 4



Produkt mocowany do majtek siatkowych MoliCare® Fixpants



Połącz produkty chłonne z pielęgnacyjnymi dla zdrowej skóry pacjenta



MoliCare® premium Fixpants MoliCare® Fixpants

Majtki siatkowe wielokrotnego użytku przeznaczone do mocowania wszelkich rodzajów wkładów i pieluch anatomicznych: MoliCare® Pad, MoliCare® Premium Form oraz jako uzupełnienie dwuczęściowego systemu ochrony dla kobiet w ciąży.



- Elastyczne majtki siatkowe do mocowania wkładów i pieluch anatomicznych.
- Do wykorzystania jako dwuelementowy system ochrony.
- Wykonane z elastycznej przędzy poliamidowej, umożliwiają higieniczne i bezproblemowe umocowanie wkładów i pieluch anatomicznych.
- Dzięki siatkowej strukturze są trwałe, lekkie, miękkie i przewiewne.
- Można je prać w pralce w temperaturze 60° C.
- Dostępne w dwóch wersjach: STANDARD – MoliCare® Fixpants, PREMIUM – MoliCare® Premium Fixpants.

Elastyczne majtki siatkowe do mocowania wkładów i pieluch anatomicznych

Nazwa artykułu	Rozmiar	Obwód bioder, brzucha	Jednostka miary	Numer artykułu
MoliCare® Fixpants	L	50 - 120 cm	3 szt.	947 748
			100 szt.	947 746
	XL	100 - 160 cm	3 szt.	947 750
			100 szt.	947 747
MoliCare® premium Fixpants	S	40 - 80 cm	25 szt.	947 711
	M	60 - 100 cm	25 szt.	947 712
	L	80 - 120 cm	25 szt.	947 713

PEŁNOPLATNE


MoliCare® Premium Bed Mat

Podkłady chłonne jednorazowego użytku służące do dodatkowej ochrony i zabezpieczenia powierzchni siedzących i leżących.

Dedykowane dla:

- osób z problemem nietrzymania moczu.
- ciężko i obłożnie chorych.
- utrzymania odpowiedniej higieny powierzchni narażonych na zanieczyszczenia.

- Wkład chłonny z rozdrobnionej celulozy zapewnia dodatkową ochronę i ułatwia codzienną opiekę.
- Zewnętrzna warstwa antypoślizgowa zabezpiecza przed przesuwaniem się produktu.
- Wodoodporna warstwa zewnętrzna zabezpiecza przed przeciekaniem.
- Dostępne w różnych poziomach chłonności i rozmiarach.
- Łatwe w użyciu i przechowywaniu.



Dostępne również ze skrzydłami bocznymi dla lepszego mocowania.

Nazwa artykułu	Rozmiar	Jednostka miary	Numer artykułu	Opak. zbiorcze
MoliCare® Premium Bed Mat 6 kropli	40 x 60 cm	30 szt.	161 061	6
	60 x 60 cm	30 szt.	161 063	4
	60 x 90 cm	30 szt.	161 065	4
MoliCare® Premium Bed Mat 7 kropli	40 x 60 cm	30 szt.	161 067	6
	60 x 60 cm	30 szt.	161 069	4
	60 x 90 cm	30 szt.	161 071	4
MoliCare® Premium Bed Mat 8 kropli	60 x 90 cm*	30 szt.	161 072	4
	60 x 90 cm	30 szt.	161 088	4
MoliCare® Premium Bed Mat 9 kropli	60 x 90 cm	30 szt.	161 078	2

REFUNDACJA

* Podkład dostępny ze skrzydłami bocznymi do podłożenia pod materac.

MoliCare® premium Bed Mat Textile

Podkłady chłonne wielokrotnego użytku doskonałe jako ochrona pościeli, łóżka i innych powierzchni.

Ułatwiają codzienną opiekę. Są wydajne i łatwe w użytkowaniu.



Podkłady chłonne wielokrotnego użytku



Dostępne również ze skrzydłami bocznymi dla lepszego mocowania.

PEŁNOPLATNE



- Tekstylny podkład chłonny charakteryzuje się wysoką chłonnością.
- Miękka warstwa zewnętrzna zapewnia komfort i zabezpieczenie przed przesuwaniem się podkładu.
- Warstwa zewnętrzna zapewnia dodatkową ochronę, pochłaniając wilgoć.
- Certyfikat zgodności z Oeko-Tex® Standard 100 - bezpieczeństwo i ochrona.
- Nadaje się do prania w temp. 90° i suszenia w suszarce.

Nazwa artykułu	Rozmiar	Jednostka miary	Numer artykułu	Opak. zbiorcze
MoliCare® premium Bed Mat Textile	85 x 90 cm	10 szt.	155 011	3
	85 x 90 cm	1 szt.	155 010	10
	75 x 85 cm*	1 szt.	155 012	10

* Podkład dostępny ze skrzydłami bocznymi do podłożenia pod materac.

MoliCare® Skin

Specjalistyczna linia kosmetyków przeznaczona do higieny i pielęgnacji skóry dojrzałej osób starszych, chorych oraz dotkniętych problemem nietrzymania moczu i stolca.

Szczególnie polecane w celu zapewnienia kompleksowej ochrony skóry przed powstawaniem podrażnień i stanów zapalnych wywołanych kontaktem z moczem i kałem IAD.

KROK 1 OCZYSZCZANIE



Pianka oczyszczająca • Wilgotne chusteczki pielęgnacyjne

- Nie naruszają bariery ochronnej skóry dzięki zbalansowanemu pH.
- Szybko i łagodnie oczyszczają zabrudzoną skórę.
- Zawierają składniki odżywcze i kojące: kreatyna (pianka), ekstrakt z rumianku (chusteczki).
- Posiadają opatentowany neutralizator zapachu - wolny od alergenów, który maskuje zapach moczu i potu.



Chusteczki wilgotne 3 w 1

- Zbalansowane pH, przyjazne dla skóry.
- Z ekstraktem z rumianku.
- Formuła bez alkoholu.
- Zawierają ałoes i glicerynę, które pomagają utrzymać nawilżenie skóry.



Mydło do ciała • Płyn pielęgnacyjny do kąpeli • Szampon

- Bardzo łagodne i delikatne oczyszczenie skóry ciała oraz głowy osób starszych.
- Pozwalają zachować naturalną barierę ochronną skóry dzięki zbalansowanemu pH.
- Skutecznie oczyszczają, pielęgnują i chronią skórę, ograniczając jednocześnie ilość komponentów chemicznych.
- Zawierają składniki odżywcze: panthenol, kreatynę, olej migdałowy.



Czepek do mycia włosów

- Impregnowany szamponem i odżywką.
- Mycie włosów bez użycia wody.
- Przyjazny dla skóry, zbalansowane pH.
- Testowany dermatologicznie.
- Nie zawiera barwników, nieperfumowany.

MoliCare Skin – kosmetyki oczyszczające	Pojemność	Nr art.	Opak. zbiorcze
Mydło w płynie	500 ml	995 095	12
Płyn pielęgnacyjny do kąpeli	500 ml	995 078	12
Pianka oczyszczająca	400 ml	995 029	12
Szampon	500 ml	995 076	12
Wilgotne chusteczki pielęgnacyjne	50 szt.	995 075	12
Wilgotne chusteczki 3 w 1	50 szt.	995 096	12
Czepek do mycia włosów	1 szt.	995 077	30

KROK 2 OCHRONA



Krem ochronny z tlenkiem cynku • Protektor ochronny do skóry

- Zawierają Kompleks Ochronny Nutriskin, który odżywia, chroni i regeneruje barierę ochronną skóry.
- Tworzą na skórze film ochronny, który zabezpiecza strefy intymne przed negatywnym działaniem moczu/kąłu.
- Emulsja typu woda w oleju (krem ochronny) zapewnia wysoką ochronę przed wysuszeniem.
- Specjalnie zaprojektowane w celu nie zakłócania wydajności produktów chłonnych MoliCare® – w pełni kompatybilne.



Oliwka ochronna w spray'u

- Pielęgnacja i ochrona przed dalszym odwodnieniem bardzo suchej, cienkiej skóry, na przykład na łokciach, piętach i kolanach wymagających szczególnej ochrony. Tworzy na skórze film ochronny, chroniący przed dalszym wysuszeniem.
- Atomizer ułatwia higieniczną aplikację oliwki.
- Zawiera odżywczy panthenol i olej migdałowy, nadaje skórze delikatny zapach.

KROK 3 NAWILŻANIE I REGENERACJA



Emulsja do ciała

- Zapewnia długotrwałe nawilżenie dla skóry suchej, nadwyrężonej dzięki odżywczej emulsji typu woda w oleju.
- Zawiera Kompleks Ochronny Nutriskin, który dostarcza nienasycone kwasy tłuszczowe, aminokwasy pozyskiwane z naturalnych olejów dzięki czemu skóra jest odżywiona i zregenerowana.
- Naturalny olej migdałowy pielęgnuje i utrzymuje elastyczność skóry.

Żel do masażu

- Zawiera olej migdałowy, panthenol, mentol i kamforę, która wraz z masażem pobudza krążenie krwi, koi i łagodzi napięcia mięśni.



Olejek do ciała • Krem do rąk

- Intensywna pielęgnacja bardzo suchej i podrażnionej skóry ciała oraz zniszczonych dłoni.
- Bogate w odżywcze składniki takie jak Kompleks Ochronny Nutriskin, panthenol, kreatyna, olej migdałowy, które zapewniają skórze odpowiednie nawilżenie na całej jej powierzchni oraz dostarczają lipidów.
- Emulsje wodno-oleiste (emulsja do ciała, krem do rąk) zapewniają wysoki poziom nawilżenia skóry.

MoliCare Skin – kosmetyki ochronne	Pojemność	Nr art.	Opak. zbiorcze
Krem ochronny z tlenkiem cynku	200 ml	995 035	12
Oliwka ochronna w spray'u	200 ml	995 036	12
Protektor ochronny do skóry	100 ml	995 037	12
MoliCare Skin – kosmetyki pielęgnacyjne	Pojemność	Nr art.	Opak. zbiorcze
Żel do masażu	200 ml	995 031	12
Emulsja do ciała	500 ml	995 032	12
Krem do rąk	200 ml	995 033	12
Olejek do pielęgnacji ciała	500 ml	995 072	12



Połącz produkty chłonne z pielęgnacyjnymi dla zdrowej skóry pacjenta



Vala®

Profesjonalne produkty
ochronne służące do utrzymania
prawidłowej higieny ciała oraz
powierzchni.



- **Rękawice do mycia jednorazowego użytku.**
Profesjonalna pielęgnacja ciała.



- **Prześcieradła ochronne jednorazowego użytku.**
Utrzymanie czystości pacjentów i łóżek oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji w przychodniach i szpitalach.

- **Śliniaki ochronne jednorazowego użytku.** Utrzymanie czystości pacjentów podczas posiłków. Ochrona odzieży oraz pościeli.

Profesjonalne produkty ochronne do utrzymania czystości

Vala® Clean – Jednorazowe rękawice do mycia ciała

basic

- Rękawice do mycia jednorazowego użytku.
- Wykonane z włókny.
- Miękkie i odporne na rwanie pod wpływem wilgoci.
- Okrągły otwór ułatwiający korzystanie z produktu.

film

- Rękawice do mycia jednorazowego użytku, wykonane z materiału ar-laid z warstwą folii zapewniającą opiekunom dodatkową ochronę.
- Delikatne i jednocześnie dokładne mycie dzięki karbowanej powierzchni.

Vala® Fit – Jednorazowe śliniaki ochronne

band

- Zawijywane z tyłu śliniaki jednorazowego użytku, z przodu powlekane bibułą, z warstwą folii.
- Posiadają kieszonkę.
- Zaokrąglenie pod szyją oraz wzmocnione paski umożliwiające wygodne, pewne zamocowanie.
- Nieprzemakalne i chłonne.

tape

- Samoprzylepne śliniaki jednorazowego użytku, z warstwą folii.
- Posiadają kieszonkę.
- Paski samoprzylepne umożliwiające stabilne zamocowanie.
- Zaokrąglenie pod szyją zapewniające komfort.
- Przeznaczone w szczególności dla osób unieruchomionych.

Vala® Protect – Jednorazowe prześcieradła ochronne

basic

- Prześcieradła ochronne jednorazowego użytku z jednowarstwowej bibuły, ze spodem wykonanym z folii.
- Szybko wchłaniają wodę i chronią przed wilgocią

special

- Prześcieradła ochronne jednorazowego użytku z dwuwarstwowej bibuły, ze spodem wykonanym z folii.
- Szybko wchłaniają wodę i chronią przed wilgocią.
- Wzmocnienie włóknem zapewnia większą trwałość.
- Ochrona przed przeciekaniem.

special eco

- Prześcieradła ochronne jednorazowego użytku z przetwarzanej dwuwarstwowej bibuły, ze spodem wykonanym z folii.
- Szybko wchłaniają wodę i chronią przed wilgocią.
- Wzmocnienie włóknem zapewnia większą trwałość.
- Ochrona przed wyciekaniem.

Nazwa artykułu	Rodzaj	Rozmiar	Jednostka miary	Numer artykułu	Opak. zbiorcze
Vala® Clean	basic		50 szt.	992 245	24
	film		50 szt.	992 243	28
Vala® Fit	band	37 x 70 cm	100 szt.	992 252	6
	tape	37 x 65 cm	100 szt.	992 253	6
Vala® Protect	basic	80 x 175 cm	100 szt.	992 228	1
	special	80 x 210 cm	100 szt.	992 239	1
	special eco	80 x 210 cm	100 szt.	992 259	1

PEŁNOPŁATNE

Jakość i bezpieczeństwo produktów chłonnych:

- Produkty firmy HARTMANN są opracowane we współpracy z profesjonalistami.
- Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla problemu nietrzymania moczu, zapewniając Aktywną Ochronę Skóry.
- Wykorzystujemy wysoce bezpieczne i innowacyjne technologie tworzące produkty.
- Naszym atutem są certyfikaty i badania potwierdzające parametry jakościowe wyrobów medycznych.
- Naszą inspiracją jest dostarczanie rozwiązań skutecznie podnoszących jakość życia pacjentów.



Prawidłowy dobór produktu chłonnego musi uwzględniać:

- Stan psychofizyczny osoby z nietrzymaniem moczu.
- Poziom zabezpieczenia / stopień nietrzymania moczu.
- Rozmiar / obwód bioder.


Przykład:

Aktywny mężczyzna z ciągłym nietrzymaniem moczu, obfita utrata moczu. Obwód bioder 115 cm.



Średnia utrata moczu w ciągu 4 godzin – 200 – 300 ml

Ciężki stopień nietrzymania moczu



Dobór produktu:

- produkt pozwalający na pełną aktywność, zapewniający dyskrecję – **majtki chłonne**
- **ciężki stopień nietrzymania moczu**
- **rozmiar M**

WYBRANY PRODUKT:

MoliCare® Premium Mobile rozmiar M

HARTMANN



Pomaga. Pielęguje. Chroni.

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. St. Żeromskiego 17
95-200 Pabianice

www.hartmann.pl