



Jakość bez lateksu –
bezpieczeństwo bez kompromisów
Peha-soft® nitrile. Bezlateksowe diagnostyczne
i ochronne rękawice medyczne firmy HARTMANN




Bezkompromisowa odporność

Nitryl – lepszy od lateksu ponieważ w ogóle nie zawiera lateksu.

Jeżeli wykonywane czynności wymagają stosowania rękawic ochronnych, wówczas kluczowym priorytetem staje się bezpieczeństwo ich użytkownika. Uczulenia na lateks stanowią poważny problem w sektorze opieki zdrowotnej. W tej sytuacji, sprawą absolutnie kluczową jest aktywne przyjęcie nowego wyzwania przez szpitale, laboratoria i świadczące usługi medyczne jednostki, polegającego na coraz szerszym przechodzeniu na stosowanie alternatywnych rękawic diagnostycznych i ochronnych – bez pogarszania wygody noszenia, bezpieczeństwa ochrony i rentowności ekonomicznej.

HARTMANN stosuje syntetyczną gumę nitrylową, oferującą wszystkie korzystne cechy lateksu z wyjątkiem uwalniania reakcji alergicznych, które mogą być wywoływane przez naturalny lateks. W przeciwieństwie do winylu, stosowanego również w charakterze alternatywnego rozwiązania, materiał nitrylowy charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie olejów, smarów, czynników chemicznych i wirusów, a przy tym wysoką wytrzymałością na mechaniczne naprężenia.



Ogromna gama możliwych zastosowań czyni nitryl i wykonaną z niego gamę rękawiczek diagnostycznych i ochronnych Peha-soft® nitrile – wyborem numer jeden na przyszłość.

Bezkompromisowo ekonomiczne: Nowa linia rękawiczek nitrylowych Peha-soft® nitrile

Wszelkie potrzeby w zakresie diagnostyki palpacyjnej i ochrony – od czynności pielęgnarskich do zadań laboratoryjnych – mogą być z powodzeniem wypełniane z użyciem szerokiego asortymentu nitrylowych rękawic Peha-soft® nitrile. Wprowadzone do tego wyrobu racjonalizacje i usprawnienia zapewniają szpitalowi szereg bezpośrednich korzyści, spośród których z jednej strony można wymienić zwiększoną ergonomię planowania zakupów, a z drugiej – ograniczenie ryzyka wydłużonych zwolnień chorobowych personelu medycznego z powodu alergii na lateks lub incydentów wypadkowych, spowodowanych użyciem niewłaściwych rękawic diagnostycznych lub ochronnych.

Przejsie na nowy wyrób to szereg bezpośrednich korzyści, praktycznych i ekonomicznych.

Zastosowania	Peha-soft® vinyl pf	Peha-soft®pf	Peha-soft® nitrile white	Peha-soft® nitrile fino	Peha-soft® nitrile pf	Peha-soft® nitrile guard
						
Badania (lekarskie), ochrona użytkownika i pacjenta przed przenoszeniem zakażeń / przy leczeniu pacjenta /ogólne czynności pielęgnarskie	●	●	●	●	●	○
Zmiany opatrunków, czynności przy skażonym materiale		●	●	●	●	○
Aplikacja sond do karmienia / zakładanie dożylnych cewników / pobieranie krwi / zastrzyki dożylne		●	●	●	●	○
Zastosowania kuchenne: bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością		○	●	●	○	○
Kontakt z płynami ustrojowymi i wydzielinami oraz z materiałem do badań			●	●	○	○
Czyszczenie / dezynfekcja powierzchni / dezynfekcja narzędzi rozcieńczonymi roztworami (stosowanie w charakterze ochrony osobistej kategorii I i II)			●	●	○	○
Czyszczenie / dezynfekcja powierzchni / dezynfekcja narzędzi roztworami stężonymi (koncentratami) (stosowanie w charakterze ochrony osobistej kategorii III)					●	●
Stosowanie cytostatyków/ substancji chemicznych (stosowanie w charakterze ochrony osobistej kategorii III)					●	●

○ właściwe do stosowania ● zalecane

Z prawdziwą przyjemnością służymy Państwu profesjonalnym poradnictwem w opracowaniu indywidualnego planu stosowania rękawic ochronnych / diagnostycznych w Państwa Placówce Opieki Zdrowotnej lub Firmie.

Dozownik rękawic wraz z instrukcją bezpieczeństwa i indeksami ochrony



Bezkompromisowo ekonomiczne: Nowa linia rękawiczek nitrylowych Peha-soft® nitrile

Do tej pory używanie rękawiczek bezlateksowych w codziennej pracy personelu medycznego było mocno ograniczone. Wszechstronna oferta firmy HARTMANN ma za zadanie zmienić tą sytuację. Oznacza to, iż wszelkie wymagania stosowane do rękawiczek diagnostycznych i ochronnych, są spełnione przez linię produktów Peha-soft® nitrile. Przynosi to bezpośrednie korzyści dla jednostek służby zdrowia poprzez ułatwienie planowania zapasów (np. pracownicy w kuchni mogą używać tej samej rękawiczki co personel pielęgniarstwa) oraz zmniejszenie absencji chorobowej wywołanej przez reakcje na lateks.



Wyjątkowa jakość
AQL (Acceptable Quality Level)
Akceptowany poziom jakości

Najwyższa jakość – badania wg norm i kryteriów AQL

Wszystkie produkty z linii rękawic nitrylowych – Peha-soft® nitrile – posiadają znak CE, zgodnie z dyrektywą UE 93/42/EWG dla wyrobów medycznych oraz znak CE, zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EWG dla wyposażenia ochrony osobistej. Celem utrzymania naszych standardów wysokiej jakości, stały procent naszych rękawic zostaje poddany badaniom zgodnie z normą EN 455 pod kątem kryteriów AQL $\leq 1,5$ (akceptowanego poziomu jakości). Nasze normy wysokiej jakości, wysokie wymagania w stosunku do naszych zakładów produkcyjnych i linii technologicznych oraz nasze prowadzone w trybie ciągłym kontrole jakości zapewniają, że rękawice ze znakiem firmowym firmy HARTMANN znacząco przekraczają swoimi parametrami wszystkie przypisane im normy i kryteria. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie zaoferować Państwu wyrób nie tylko bezbłędnie wykonany, ale też pod każdym względem doskonały i spełniający oczekiwania jego użytkownika.



Najwyższa jakość – potwierdzona badaniami niezależnych instytutów.

ISEGA: Niezależny Instytut Badawczy, którego celem jest weryfikacja bezpieczeństwa produktów, które mają kontakt z żywnością. Wszystkie rękawiczki linii Peha-soft® nitrile zostały sprawdzone przez tą jednostkę badawczą i z dumą możemy potwierdzić, iż posiadamy certyfikaty ISEGA o przydatności do bezpośredniego kontaktu z żywnością oznaczony na opakowaniu poprzez graficzny symbol kieliszka i widelca.



Znak jakości RAL – ten Niemiecki Instytut Gwarancji Jakości Certyfikacji i Oznakowania przyznał naszym rękawicom z linii Peha-soft® nitrile międzynarodowy znak jakości RAL – graficzny symbol widelca i noża jako gwarancję, iż nasze produkty są całkowicie bezpieczne i przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Najwyższa jakość – zapewniona spełnianiem warunków norm EN 455 i EN 374

EN 455

- DIN EN 455-1: Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – wymagania i badania na nieobecność dziur.
- DIN EN 455-2: Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych, np. długości
- DIN EN 455-3: Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – wymagania i badania w ocenie biologicznej
- DIN EN 455-4: Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości

Badanie materiału na wytrzymałość mechaniczną na przekłucie



EN 374

Nie jest to norma koniecznie wymagana w odniesieniu do rękawic medycznych, pomimo, że rękawiczka ma chronić także użytkownika (a nie tylko pacjenta), jak np. w przypadku kontaktu ze środkami dezynfekcyjnymi, substancjami chemicznymi w laboratorium oraz w czasie przygotowywania, transportu i podawania cytostatyków.

Podział rękawic ze względu na stopień zagrożenia:

Rękawice dzielą się na trzy kategorie, w zależności od tego przed jakim rodzaju ryzykiem, czy niebezpieczeństwem mają chronić nasze ręce:

Kategoria	Przeznaczenie	Konieczność stosowania w przypadku:
I	Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami	- rozcieńczone środki dezynfekcyjne - rozcieńczone detergenty - rozcieńczone substancje chemiczne
II	Ochrona przed zagrożeniami, które nie mieszczą się w kategorii I ani w kategorii III	- ochrona użytkownika przed bakteriami i drobnoustrojami (w trakcie wykonywania czynności w kontakcie z materiałem badawczym, np. z próbkami moczu) - dezynfekcja powierzchni roboczych w pokojach zabiegowych
III	Ochrona przed zagrożeniami poważnymi, śmiertelnymi i nieodwracalnymi	- ochrona przed rozbryzgami koncentratów środków dezynfekcyjnych, czynników chemicznych i cytostatyków - przygotowywanie rozcieńczonych roztworów

EN 420

Norma niniejsza opisuje procedury badawcze, wymagane dla wszystkich rękawic ochronnych. Definiuje również wymagania ogólne, odnoszące się do zasad projektowania i produkcji rękawic, a także do odporności materiału rękawic na przenikanie wody lub wymagania bezpieczeństwa stosowania, wygody noszenia i jakości roboczej. Norma określa również etykietowanie produktu przez producentów i zawartość informacyjną etykiet.

EN 388

Norma niniejsza odnosi się do wszystkich typów rękawic, które chronią przed urazami fizycznymi lub mechanicznymi, takimi jak otarcia, rozcięcia, zadrapania lub ułucia.

ASTM F1671-07

ASTM (American Society for Testing and Materials) Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów jest główną organizacją w Stanach Zjednoczonych opracowującą normy. ASTM F1671-07 (testy bakteriofagowe na przenikanie wirusów) jest metodą testową, która dostarcza informacji na temat tego jak materiał, z którego wykonano rękawiczkę, jest odporny na patogeny transportowane przez krew. ASTM nie jest standardem Europejskim, chociaż przekazuje informacje na temat jakości materiału pod względem bezpieczeństwa mikrobiologicznego.



Mikrobac forte

Absolutnie miękkie: rękawice Peha-soft® nitrile white.

Rękawica o dużej wrażliwości dotykowej dla wszystkich czynności pielęgnacyjnych i badań diagnostycznych – w neutralnym kolorze białym.



Absolutnie praktyczne: rękawice Peha-soft® nitrile fino.

„Codzienna” rękawiczka personelu medycznego, do badań diagnostycznych, a także do użycia w kuchni.



Absolutnie uniwersalne: rękawice Peha-soft® nitrile.

Rękawiczka do zadań specjalnych, na oddziały zakaźne i do pracy w laboratorium, a także do użycia w kuchni.



Absolutnie bezpieczne: rękawice Peha-soft® nitrile guard.

Specjalistyczna rękawiczka, charakteryzująca się dłuższym mankietem, do pracy w laboratoriach, centralnej sterylizatorni, pracowniach endoskopowych oraz kiedy dochodzi do kontaktu z cytostatykami czy środkami dezynfekcyjnymi.



Peha-soft® nitrile guard



Peha-soft® nitrile



Peha-soft® nitrile fino



Peha-soft® nitrile white



Peha-soft® nitrile white

Biała rękawica nitylowa Peha-soft® nitrile white może być stosowana do wszystkich czynności pielęgnarskich i badań diagnostycznych. Rękawica o szczególnej miękkości zapewnia optymalną wrażliwość dotykową. W szczególności chroni użytkownika i pacjenta przed płynami ustrojowymi, drobnoustrojami i rozcieńczonymi środkami dezynfekcyjnymi. Wykonana w neutralnym kolorze białym rękawica wykazuje wszystkie korzystne cechy rękawic z naturalnego lateksu ale bez ryzyka wystąpienia alergii lateksowej.

MDD
EN 455/1-4

PPE cat. I +II
EN 374



Korzyści od pierwszego wejrzenia:

- Zakwalifikowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej w kategorii I i II.
- Chroni przed patogennymi drobnoustrojami.
- Nadaje się do bezpośredniego kontaktu z rozcieńczonymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami.
- Charakteryzuje się optymalną wrażliwością dotykową i szczególną miękkością materiału.
- Produkt w neutralnym kolorze białym.
- Bezpieczne w kontakcie z żywnością.
- Produkt badany zgodnie z wymaganiami norm DIN EN 455, EN 374 i ASTM F1671.

Peha-soft® nitrile fino

Rękawica diagnostyczna Peha-soft® nitrile fino jest wykonana z nowej, ulepszonej gumy nitylowej. Charakteryzuje się miękkością i elastycznością, zapewniając bardzo dużą wygodę noszenia. Wysokiej jakości bezlateksowe i bezpudrowe, fioletowe rękawice nitylowe zapewniają pacjentom jak i użytkownikom rękawic wiarygodną, pewną ochronę przeciwko bakteriom, wirusom, drobnoustrojom, rozcieńczonym środkom dezynfekcyjnym i detergentom. Nie powodują związków z lateksem alergii.

MDD
EN 455/1-4

PPE cat. I +II
EN 374



Korzyści od pierwszego wejrzenia:

- Rękawice zakwalifikowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej w kategorii I i II.
- Zapewniają ochronę przed patogennymi drobnoustrojami.
- Nadają się do bezpośredniego kontaktu z rozcieńczonymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami.
- Są wyjątkowo miękkie i uelastycznione dzięki zastosowaniu ulepszonego nitylu.
- Charakteryzują się wyjątkową wrażliwością dotykową, bardzo dużą wygodą noszenia i optymalnym dopasowaniem.
- Bezpieczne w kontakcie z żywnością.
- Produkt badany zgodnie z wymaganiami norm DIN EN 455, EN 374 i ASTM F1671

Peha-soft® nitrile

Rękawice Peha-soft® nitrile pf nadają się do niezliczonych, codziennych zastosowań szpitalnych. Ponieważ spełniają one wymagania normy EN 455, są szczególnie przydatne do badań pacjentów w bezpieczny i higieniczny sposób. Ponadto, ponieważ materiał, z jakiego rękawice są wykonane, zapewnia bardzo wysoką ochronę przed bakteriami i wirusami, mogą być one stosowane nawet w wysoko zainfekowanych obszarach i przy wykonywaniu czynności w stanach nagłych i awaryjnych (warunek potwierdzony normą ASTM). Rękawice Peha-soft® nitrile pf można również stosować w laboratorium i przy dezynfekcji powierzchni (produkt spełnia wymagania normy EN 374). Dzięki temu nadają się idealnie do szeregu zastosowań w warunkach szpitalnych – nawet w pracach kuchennych (warunek potwierdzony normami ISEGA i RAL). Produkt dostępny również w wersji jałowej.

MDD
EN 455/1-4

PPE cat. III
EN 374



Available
in sterile

Korzyści od pierwszego wejrzenia:

- Zakwalifikowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej w kategorii III.
- Wykazują odporność w ochronie przed rozbryzgami ciekłych substancji chemicznych, takich jak cytostatyki i stężone preparaty (koncentraty) dezynfekcyjne.
- Zapewniają ochronę przed patogennymi drobnoustrojami.
- Optymalna chwytność rękawic zapewnia doskonałą wrażliwość dotykową przy jednoczesnej wewnętrznej warstwie polimerowej.
- Bezpieczne w kontakcie z żywnością.
- Produkt badany zgodnie z wymaganiami norm DIN EN 455, EN 374 i ASTM F1671.

Peha-soft® nitrile guard

Rękawice ochronne Peha-soft® nitrile guard mogą być stosowane w codziennych czynnościach, szczególnie na tych obszarach, na których kluczowym zagadnieniem jest ochrona użytkownika (patrz: EN 374). Długie mankiety tych rękawic zapewniają optymalną ochronę przed rozbryzgami – zarówno w uwarunkowaniach laboratoryjnych, przy dezynfekcji powierzchni jak i przy stosowaniu cytostatyków. Dzięki wymienionym właściwościom, rękawica Peha-soft® nitrile guard oferuje doskonałą ochronę w różnorodnych zastosowaniach i przy wykonywaniu różnorodnych zadań w uwarunkowaniach szpitalnych.

MDD
EN 455/1-4

PPE cat. III
EN 374



Korzyści od pierwszego wejrzenia:

- Zakwalifikowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej w kategorii III.
- Dzięki długim mankietom zapewniają doskonałą ochronę przed rozbryzgami substancji chemicznych, takich jak cytostatyki i stężone preparaty dezynfekcyjne.
- Zapewniają optymalną wygodę noszenia dzięki wysokiej chwytności palców i polimerowej warstwie wewnętrznej.
- Bezpieczne w kontakcie z żywnością.
- Produkt badany zgodnie z wymaganiami norm DIN EN 455, EN 374 and ASTM F1671.

Dostępny asortyment



Wyjątkowo miękka rękawiczka:
Peha-soft® nitrile white



Wyjątkowo praktyczna rękawiczka:
Peha-soft® nitrile fino



Wyjątkowo wszechstronna rękawiczka:
Peha-soft® nitrile



Wyjątkowo bezpieczna rękawiczka:
Peha-soft® nitrile guard

Nazwa produktu	Rozmiar	Jednostka miary	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Peha-soft® nitrile white	XS	200 szt.	942205	10
	S	200 szt.	942206	10
	M	200 szt.	942207	10
	L	200 szt.	942208	10
	XL	180 szt.	942209	10
	S	100 szt.	942216	10
	M	100 szt.	942217	10
	L	100 szt.	942218	10
Peha-soft® nitrile fino	XS	150 szt.	942195	10
	S	150 szt.	942196	10
	M	150 szt.	942197	10
	L	150 szt.	942198	10
	XL	150 szt.	942199	10
Peha-soft® nitrile	XS	100 szt.	942189	10
	S	100 szt.	942190	10
	M	100 szt.	942191	10
	L	100 szt.	942192	10
	XL	90 szt.	942193	10
Peha-soft® nitrile sterile	S	50 par	942 211	4
	M	50 par	942 212	4
	L	50 par	942 213	4
Peha-soft® nitrile guard	XS	100 szt.	942200	10
	S	100 szt.	942201	10
	M	100 szt.	942202	10
	L	100 szt.	942203	10
	XL	100 szt.	942204	10





PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

www.hartmann.pl

Sklep internetowy: www.hartmann24.pl

Bezpłatna infolinia: 0 800 26 96 36 (8.00 - 16.00)