

# Thermoval<sup>®</sup> baby

Do błyskawicznego, bezdotykowego i bezstresowego pomiaru temperatury ciała. Termometr szczególnie przyjazny małym dzieciom, już od chwili narodzin.


- Szybki pomiar temperatury ciała (załewie w 3 sekundy)
- **Bezgłośny** pomiar, temperaturę można mierzyć nawet podczas snu maleństwa
- **3 możliwości zastosowania w 1 urządzeniu:** pomiar temperatury ciała, przedmiotu (np. butelki dziecięcej, kąpeli wodnej) i temperatury otoczenia (np. pokoju dziecka);
- Optyczny **alarm gorączki** (kolor wyświetlacza zmienia się z niebieskiego na czerwony jeśli temperatura jest równa lub większa niż 37,6° C)

Klinicznie  
zatwierdzony


ISO 80601-2-56



3 w 1



Na czole



Przedmiotu, np.  
butelki mleka



Otoczenia, np.  
pokoju dziecka

Sleep well – get well:  
Temperature-taking while your  
baby is asleep

NOWOŚĆ



- **Dokładny**, pewny wynik. Przegląd ostatnich 10 wyników z pamięci pozwala na ocenę przebiegu choroby;
- Podświetlany display zapewnia **komfortowy odczyt** wyniku nawet w nocy;
- **Higieniczny i bezpieczny:** termometr nie zawiera szkła, nie wymaga kontaktu ze skórą;
- W zestawie z **praktycznym, odpornym na wstrząsy pudełkiem** do przechowywania urządzenia;
- **3 lata** gwarancji.

Odwiedź naszą stronę:  
[www.hartmann.pl](http://www.hartmann.pl)

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
ul. Partyzancka 133/151  
95-200 Pabianice

HARTMANN



# Thermoval<sup>®</sup> baby



True love  
needs no touch.

Non-contact temperature  
measurement for babies

0+

HARTMANN



# Bezstresowy pomiar temperatury

Gdy Twoje maleństwo gorączkuje, jesteś zaniepokojony i zmartwiony. Podwyższona temperatura ciała jednak nie zawsze zwiastuje problemy ze zdrowiem. Może wskazywać, że nasz organizm uaktywnia mechanizmy obronne przeciw „intruzom”, które mogą mu zaszkodzić.

Podwyższona temperatura ciała na pewno wymaga stałej obserwacji, szczególnie w przypadku noworodków.

**Za pomocą termometru Thermoval® baby, możesz zmierzyć temperaturę ciała swojego maleństwa nie dotykając jego skóry i nie zakłócając jego snu.**

W ten sposób maleństwo otrzymuje najlepsze lekarstwo na chorobę, jakim jest sen.



Thermoval® baby może być stosowany również do kontrolowania temperatury przedmiotów np. cieczy czy otoczenia. Z jego pomocą możesz w łatwy sposób sprawdzić, czy butelka z mlekiem jest wystarczająco ciepła, czy woda do kąpieli nie poparzy dziecka, a także zmierzyć temperaturę powietrza w dziecięcym pokoiku.

# What you can do when your baby has fever

## Temperature range for babies and toddlers (forehead measurement)

Normalna temperatura	35.8 – 36.9 °C
Stan podgorączkowy	37.0 – 37.5 °C
Łagodna gorączka	37.6 – 38.0 °C
Gorączka	38.1 – 38.5 °C
Wysoka gorączka	38.6 – 39.4 °C
Bardzo wysoka gorączka	39.5 – 42.0 °C

## Wskazówki i porady

W ciągu dnia temperatura naszego ciała ulega wahaniom i jest to całkowicie naturalne. Poziom temperatury Twojego dziecka będzie trochę wyższy wieczorem niż rano.

Jeśli czujesz że Twoje dziecko cierpi przez gorączkę, intuicyjnie poświęcisz mu więcej uwagi i troski.

Bez względu na to jak wysoka jest aktualna temperatura ciała Twojego dziecka, możesz podjąć pewne działania:

- Nie zakładaj dziecku zbyt wielu ubrań i nie nakrywaj go zbyt wieloma przykryciami. W ten sposób może dojść do przegrzania organizmu maleństwa.
- Upewnij się, czy dziecko wystarczająco dużo pije.
- Kontroluj temperaturę dziecka poprzez pomiary w regularnych odstępach czasu.

## Kiedy powinieneś skonsultować się z lekarzem ...

- ... jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 3 miesiące
- ... jeśli chcesz podać dziecku leki
- ... jeśli stanowi podgorączkowemu towarzyszą biegunka, wymioty i bóle brzucha
- ... jeśli gorączka utrzymuje się dłużej niż jeden dzień
- ... jeśli u Twojego dziecka występuje nawrót gorączki.
- ... jeśli pomimo podania dziecku środków obniżających gorączkę, gorączka nie ustępuje
- ... jeśli maleństwo nie pije wystarczająco dużo
- ... jeśli występują drgawki gorączkowe

Please note: This list makes no claim to completeness.

